

Лабораторный вакуумный дисковый фильтр ZL260/200



Лабораторный вакуумный дисковый фильтр ZL260/200 представляет собой компактную портативную систему фильтрации, предназначенную для обработки широкого спектра веществ. Благодаря элегантному, удобному дизайну этот фильтр прост в эксплуатации и не требует специальной подготовки для использования. Благодаря фильтрующим дискам диаметром 260 мм и вакуумному насосу, работающему на 0,6 МПа, эта система способна достичь высокой эффективности фильтрации. Фильтр также оснащен уникальным устройством, которое предотвращает проскальзывание клинового ремня, гарантируя, что система остается стабильной во время работы. Этот фильтр с минимальной концентрацией 30 г/л и максимальной влажностью фильтрата 2% обеспечивает точную фильтрацию, не имеющую аналогов в отрасли.

Ключевые особенности:

1. Высокая эффективность фильтрации: лабораторный вакуумный дисковый фильтр ZL260/200 разработан для достижения максимальной эффективности благодаря фильтрующим дискам диаметром 260 мм и вакуумному насосу, работающему при давлении 0,6 МПа. Это гарантирует, что система остается стабильной во время работы и обеспечивает непревзойденный опыт фильтрации.
2. Компактность и портативность: Благодаря своему элегантному дизайну лабораторный вакуумный дисковый фильтр ZL260/200 является компактным и портативным, что упрощает его использование и транспортировку из одного места в другое.
3. Точная фильтрация: Благодаря уникальному устройству, предотвращающему проскальзывание клинового ремня, этот фильтр обеспечивает стабильность системы во время работы, обеспечивая точную фильтрацию, не имеющую себе равных в отрасли.
4. Широкое применение: Лабораторный вакуумный дисковый фильтр ZL260/200 представляет собой универсальную систему фильтрации и может обрабатывать широкий спектр веществ, что делает его идеальным выбором для лабораторного применения.
5. Простота в эксплуатации: этот фильтр разработан таким образом, чтобы быть удобным и простым в эксплуатации, не требуя специальной подготовки или технических знаний для использования.

Технические характеристики продукта

Модель	ЗЛ260/200	ДЛ-5С
Диаметр фильтрующего диска (мм)	Большой: Ф260 мм; Маленький: 200 мм	Большой: Ф240 мм; Маленький: 120 мм
Емкость фильтрующего диска (л)	Большой: 4,2 л; Маленький: 2,5 л	Большой: 3,6 л; Маленький: 0,64 л
Плотность пульпы	10-30%	
Размер частиц навозной жижи (мм)	≤0,5 мм	
Вес фильтрующего образца (г)	Масса нетто цементной плиты на диске большого размера не более 500 гармов, а масса нетто цементной плиты на диске малого размера не более 100 гармов.	
Время фильтрации (мин)	5-10 минут для нормальных материалов	
Мощность (кВт)	Менее 1,5 кВт	
Габаритные размеры	800*580*1140мм	
Вес (кг)	110кг	